

СДЕЛАЙТЕ ВАШЕ МАСТЕРСТВО СОВЕРШЕННЫМ

TEOSYALPEN



ЗАО «Мезо-Эксперт»
Москва, 2-й Троицкий пер., д. 3
www.teosyalrus.ru

Москва +7 (495) 781-55-22
Санкт-Петербург +7 (812) 425-35-59, Екатеринбург +7 (343) 351-05-67,
Челябинск +7 (351) 220-35-11, Иркутск +7 (3952) 23-25-09,
Казань +7 (843) 519-46-88, Краснодар +7 (861) 201-83-32,
Ставрополь +7 (8652) 35-47-03, Нижний Новгород +7 (831) 430-26-39,
Новосибирск +7 (383) 233-20-10, Кемерово +7 (3842) 90-05-17, Пермь +7 (342) 235-79-10,
Ростов-на-Дону +7 (863) 322-00-68, Самара +7 (846) 212-97-25,
Сочи +7 (988) 405-00-66, Тюмень +7 (3452) 33-36-11, Уфа +7 (347) 246-14-95,
Пятигорск +7 (928) 304-24-53, Симферополь +7 (978) 135-04-05,
Киев +38 (044) 230-25-25


TEOXANE
THE EXCELLENCE OF SWISS SCIENCE

mesoexpert
RUSIA

TEOSYAL® PEN

Первое моторизированное беспроводное устройство для инъекций филлеров и биоревитализантов



ПРЕИМУЩЕСТВА TEOSYAL® PEN

- Снижает уровень болезненности в сравнении с мануальными инъекциями*
- Снижает степень выраженности побочных эффектов в сравнении с мануальными инъекциями
- Снижает количество вводимого продукта в сравнении с мануальными инъекциями
- Ювелирно точное количество вводимого препарата


КОМФОРТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА*

Вес: 40 г; быстрая и лёгкая сборка; совместимость с большинством шприцев различных брендов, филлеров и биоревитализантов, со всеми видами игл и канюлей




РАВНОМЕРНАЯ И ВЫСОКОТОЧНАЯ ЭКСТРУЗИЯ

Хорошо контролируемый постоянный поток, не зависящий от сопротивления тканей, вязкости препарата и навыков врача



Давление, приложенное для экстракции, и уровень болезненности во время инъектирования в зависимости от метода введения

ТОЧНОЕ И ДЕЛИКАТНОЕ ИНЪЕЦИРОВАНИЕ ВЫСОКОВЯЗКИХ ПРЕПАРАТОВ В ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗОНАХ



Тонкие морщины

Носослезная и пальпобромаларная борозды

Скулы

Кисетные морщины

Губы

Подбородок и овал лица

ЭКОНОМИЯ ВВОДИМОГО ПРОДУКТА**

В **62,3%** инъекций, проведённых с помощью Teosyal Pen, потребовалось меньшее количество гиалуроновой кислоты (в сравнении с мануальными инъекциями)

ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТА

Естественные результаты и отсутствие болезненности

* За дополнительной информацией обращайтесь к инструкциям Teosyal® PEN
Teosyal® PEN изготовлен компанией Juvaplus. Маркировка CE, Class IIa (CE 0434)

** Европейские исследования Teosyal Pen включали 30 врачей и 236 пациентов
42 пациентам никогда не проводились мануальные инъекции ГК. Отчет N°40NB64. 2014